

Conversion Table

DIAMETER SPECIFICATIONS					
French	mm	inch	Gauge	OD/mm	OD/inch
0,50	0,16	0,006	30	0,28	0,011
1,00	0,33	0,013	29	0,33	0,013
1,50	0,49	0,019	28	0,35	0,014
1,80	0,59	0,023	27	0,41	0,016
2,00	0,66	0,026	26	0,46	0,018
2,50	0,83	0,033	25	0,51	0,020
3,00	0,99	0,039	24	0,56	0,022
4,00	1,32	0,052	23	0,61	0,025
5,00	1,65	0,065	22	0,71	0,028
6,00	1,98	0,078	21	0,81	0,032
7,00	2,31	0,091	20	0,97	0,038
8,00	2,67	0,104	19	1,02	0,042
9,00	3,00	0,118	18	1,22	0,049
10,00	3,33	0,131	17	1,44	0,058
11,00	3,63	0,144	16	1,65	0,065
12,00	3,96	0,157	15	1,80	0,072
13,00	4,29	0,171	14	2,08	0,082
14,00	4,62	0,183	13	2,39	0,094
1 French = 0,0131 Inch = 0,33 mm			12	2,67	0,105
Inch = 1 Zoll = 25,4 mm			11	2,97	0,117