

# Präzision, die unter die Haut geht

## Die SFM Epiduralkanüle mit optimaler Funktionalität



Epiduralkanüle

### Produktbesonderheiten

- Anatomisch geformter Flügel zur einfachen Handhabung
- Graduierte Kanüle zur zuverlässigen Tiefenbestimmung
- Dünnwandige Rohre mit eingepasstem Mandrin (Kunststoff- oder Metallausführung)
- Leichtgängiger Übergang im Kanülenansatz gewährleistet einfachen Kathetereinschub
- Farbcodierter Mandrinansatz zur einfachen und schnellen Größenbestimmung
- Lieferung in kundenindividueller Verpackung (ETO-sterilisiert) oder als Bulkware

Gauge	Außendurchmesser Kanüle	Stichlänge
16	1,70 mm	80 mm + 90 mm
17	1,50 mm	80 mm + 90 mm
18	1,35 mm	80 mm + 90 mm
19	1,10 mm	80 mm + 90 mm

Sonderabmessungen und Mindestbestellmengen auf Anfrage

**Sets für die Anästhesie:** Sets für die Epiduralanästhesie werden nach kundenspezifischen Anforderungen konfiguriert. Hierbei kommen die Kanülen des SFM-Anästhesie-Programms mit weiteren therapie relevanten Komponenten (z. B. Flachfilter, Tuohy-Borst-Adapter, Katheter) zum Einsatz.

### Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche  
Feinmechanik GmbH  
Brückenstraße  
D-63607 Wächtersbach

T +49 (0) 60 53/805-0  
F +49 (0) 60 53/40 31  
info@sfm.de  
www.sfm.de

# Das SFM Leistungsspektrum

## Anwendungsbereiche und Produkte

- Anästhesie  
(z.B. Spinal-, Epiduralkanülen, Epidural-Sets)
- Biopsie  
(Hautstanzen, Ringküretten)
- Blutbehandlung  
(Dialyse-, Schon-, Plasmapherese-, Blutbeutelkanülen)
- Infusionssysteme  
(z.B. Strauß-, Portkanülen)
- Neurologie  
(Thermoläsionskanülen)
- Kardiologie  
(Seldinger Kanülen)
- Transfersysteme  
(z.B. Überleitgeräte, Flaschenkanülen)
- Urologie  
(Spaltkanülen)
- Veterinärmedizin  
(Chipkanülen, Implanter)



## Dienstleistungen und Technik

- Kundenindividuelle Entwicklungen
- Maßgeschneiderte Verpackungslösungen
- ETO-Sterilisation in der eigenen Sterilisationsanlage  
(validiert nach EN 550:1994 und ISO 11135:1994)
- Zertifikate:  
EN ISO 13485:2003  
Herstellungserlaubnis gemäß §13 (AMG)

Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche  
Feinmechanik GmbH  
Brückenstraße  
D-63607 Wächtersbach

T +49 (0) 60 53/805-0  
F +49 (0) 60 53/40 31  
info@sfm.de  
www.sfm.de

  
medical devices