


# Präzision, die unter die Haut geht

Die SFM Filter zur partikelfreien Entnahme medizinischer Wirkstoffe und sterilen Belüftung



## Produktspektrum und Produktbesonderheiten

- Filter zur partikelfreien Entnahme medizinischer Wirkstoffe
- Filter zur sterilen Belüftung von Systemen
- Filter zur sterilen Belüftung von Systemen und gleichzeitigen Entnahme medizinischer Wirkstoffe
- Luer Lock Gewinde aller Produkte auf Wunsch mit Drehverschluss
- Große wirksame Filterfläche

Anwendung	Einstichdorn	Aktives Filterelement
partikelfreie Entnahme medizinischer Wirkstoffe	in Kunststoff- oder Metallausführung (AD 1,8 mm/ID 1,5 mm oder AD 1,0 mm/ID 0,7 mm)	hydrophobe Filtermembran 5 µm (PTFE) oder Filtergewebe 5 µm bzw. 20 µm (PETP)
sterile Belüftung		hydrophobe Filtermembran 0,2 µm (PTFE)
sterile Belüftung und gleichzeitige Entnahme medizinischer Wirkstoffe	in Kunststoffausführung	hydrophobe Filtermembran 0,2 µm (PTFE) für die sterile Belüftung
Sonderausführungen auf Anfrage		

Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche  
Feinmechanik GmbH  
Brückenstraße  
D-63607 Wächtersbach

T +49 (6053) 805-0  
F +49 (6053) 4031  
info@sfm.de  
www.sfm.de

# Das SFM Leistungsspektrum

## Anwendungsbereiche und Produkte

- Anästhesie  
(z.B. Spinal-, Epiduralkanülen, Epidural-Sets)
- Biopsie  
(Hautstanzen, Ringküretten)
- Blutbehandlung  
(Dialyse-, Schon-, Plasmapherese-, Blutbeutelkanülen)
- Infusionssysteme  
(z.B. Strauß-, Portkanülen)
- Neurologie  
(Thermoläsionskanülen)
- Kardiologie  
(Seldinger Kanülen)
- Transfersysteme  
(z.B. Überleitgeräte, Flaschenkanülen)
- Urologie  
(Spaltkanülen)
- Veterinärmedizin  
(Chipkanülen, Implanter)

## Dienstleistungen und Technik

- Kundenindividuelle Entwicklungen
- Maßgeschneiderte Verpackungslösungen
- ETO-Sterilisation in der eigenen Sterilisationsanlage  
(validiert nach EN 550:1994 und ISO 11135:1994)
- Zertifikate:  
EN ISO 13485:2003  
Herstellungserlaubnis  
gemäß §13 (AMG)

Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche  
Feinmechanik GmbH  
Brückenstraße  
D-63607 Wächtersbach

T +49 (60 53) 805-0  
F +49 (60 53) 40 31  
info@sfm.de  
www.sfm.de