

Präzision, die unter die Haut geht

SFM Flaschenkanülen – für einfache Handhabung in allen wichtigen Größen

SFM bietet farbmarkierte Flaschenkanülen mit den drei wichtigsten Durchmessern und Längen. Andere Abmessungen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Die Kanülen sind für die Flüssigkeitsentnahme aus Flaschen, Vials oder Beuteln konzipiert. Die Nadeln werden silikonbeschichtet geliefert und besitzen einen Schliff für eine partikelfreie Punktion. Die Kanülen können sowohl als Bulk-Ware wie aber auch nach Kundenwunsch individuell verpackt und sterilisiert geliefert werden.

Produktbesonderheiten

- Geringe Einstichkräfte
- Optimaler Festsitz – deutlich höher als nach Norm¹ definiert
- Verwechslungsfreie Handhabung durch Farbmarkierung
- ETO und Gamma² sterilisierbar

¹ Entsprechend DIN EN ISO 7864

² Individuelle Tests durch den Kunden erforderlich



| Flaschenkanüle | Durchmesser | Länge |
|----------------|-------------|-------|
| Blau | 1.50 mm | 18 mm |
| Rot | 1.80 mm | 35 mm |
| Grün | 2.00 mm | 35 mm |

Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche
Feinmechanik GmbH
Brückenstraße 5
D-63607 Wächtersbach

T +49 (0) 60 53/805-0
F +49 (0) 60 53/40 31
info@sfm.de
www.sfm.de

Das SFM Leistungsspektrum

Anwendungsbereiche und Produkte

- Anästhesie
(z.B. Spinal-, Epiduralkanülen, Epidural-Sets)
- Biopsie
(Hautstanzen, Ringküretten)
- Blutbehandlung
(z.B. Plasmaphereseakanülen)
- Infusionssysteme
(z.B. Strauß-, Portkanülen)
- Neurologie
(Thermoläsionskanülen)
- Kardiologie
(Seldinger Kanülen)
- Transfersysteme
(z.B. Überleitgeräte, Flaschenkanülen)
- Urologie
(Spaltkanülen)
- Veterinärmedizin
(Chipkanülen, Implanter)

Dienstleistungen und Technik

- Kundenindividuelle Entwicklungen
- Maßgeschneiderte Verpackungslösungen
- ETO-Sterilisation in der eigenen Sterilisationsanlage
(validiert nach EN 550:1994 und ISO 11135:1994)
- Zertifikate:
EN ISO 13485:2003
Herstellungserlaubnis
gemäß §13 (AMG)



Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche
Feinmechanik GmbH
Brückenstraße 5
D-63607 Wächtersbach

T +49 (0) 60 53/805-0
F +49 (0) 60 53/40 31
info@sfm.de
www.sfm.de

SFM
medical devices