

Präzision, die unter die Haut geht

Huberkanüle – Individuell auf die unterschiedlichen Portsysteme abgestimmt – mit Safety Design

Huber- oder auch Portkanülen kommen in der Chemotherapie, der antibiotischen Therapie und bei der parenteralen Behandlung zum Einsatz.

SFM-Huberkanülen für implantierte Port- bzw. Kathetersysteme sind stanzfrei ausgeführt. Die Spitzengeometrie ist speziell auf das jeweilige Portsystem abgestimmt, so dass das Risiko des Verbiegens der Kanülenspitze minimiert wird und der Hautwiderstand beim Herausziehen sehr gering ist.

Produkteigenschaften:

- Gerade oder rechtwinklige Kanüle
- Gebogene oder geschlossene Kanülenspitze
- Mit Flügeln und Schlauch oder nur Luer-Adapter
- Safety Design zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250 möglich



Huberkanüle mit Flügeln und Safety Design

Huberkanüle mit Luer-Adapter

Gauge	Außendurchmesser Kanüle	Stichlänge
20	0,90 mm	Geometrie wird den verschiedenen Portsystemen angepasst
22	0,70 mm	

(Sonderabmessungen und Mindestbestellmengen auf Anfrage).

Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche
Feinmechanik GmbH
Brückenstraße 5
D-63607 Wächtersbach

T +49 (0) 60 53/805-0
F +49 (0) 60 53/4031
info@sfm.de
www.sfm.de

Das SFM Leistungsspektrum

:MEDTECH:

Anwendungsbereiche und Produkte:

- Anästhesie
(z.B. Spinal-, Epiduralkanülen, Epidural-Sets)
- Biopsie
(Hautstanzen, Ringküretten)
- Blutbehandlung
(z.B. Plasmapheresekanülen)
- Infusionssysteme
(z.B. Strauß-, Portkanülen)
- Neurologie
(Thermoläsionskanülen)
- Kardiologie
(Seldinger Kanülen)
- Urologie
(Spaltkanülen)
- Veterinärmedizin
(Chipkanülen, Implanter)

Dienstleistungen und Technik für MEDTECH und PHARMA:

- Kundenindividuelle Entwicklungen
- Maßgeschneiderte Verpackungslösungen
- ETO-Sterilisation in der eigenen Sterilisationsanlage (validiert nach EN 550:1994 und ISO 11135:1994)
- Zertifikate:
EN ISO 13485:2003
Herstellungserlaubnis gemäß §13 (AMG)

:PHARMA:

Anwendungsbereiche und Produkte:

- Überleitgeräte
- Flaschenkanülen
- Filter
- Transfersysteme für Vials

Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche
Feinmechanik GmbH
Brückenstraße 5
D-63607 Wächtersbach

T +49 (0) 60 53/805-0
F +49 (0) 60 53/40 31
info@sfm.de
www.sfm.de