

# Präzision, die unter die Haut geht

## SFM Seldinger Kanülen für kardiologische Anwendungen



Seldinger Kanüle

### Produktbesonderheiten

- Silikonisierte Kanülenausführung für geringe Einstichkräfte
- Fragmentationsoptimierte Kanülenspitze durch entschärftes Schleifauge
- Großes Innenlumen, abgestimmt auf die kundenspezifischen Guide Wire
- Hohe Zuverlässigkeit
- ETO-sterilisierbar

Gauge	Außendurchmesser Kanüle	Stichlänge
21	0,85 mm	40 mm
20	0,95 mm + 1,00 mm	50 mm + 70 mm
19	1,15 mm	50 mm + 70 mm
18	1,27 mm + 1,30 mm	50 mm + 70 mm
17	1,40 mm	70 mm
16	1,60 mm	100 mm

Sonderabmessungen und Mindestbestellmengen auf Anfrage

### Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche  
Feinmechanik GmbH  
Brückenstraße 5  
D-63607 Wächtersbach

T +49 (0) 60 53/805-0  
F +49 (0) 60 53/40 31  
info@sfm.de  
www.sfm.de

# Das SFM Leistungsspektrum

## Anwendungsbereiche und Produkte

- Anästhesie  
(z.B. Spinal-, Epiduralkanülen, Epidural-Sets)
- Biopsie  
(Hautstanzen, Ringküretten)
- Blutbehandlung  
(z.B. Plasmapheresekanülen)
- Infusionssysteme  
(z.B. Strauß-, Portkanülen)
- Neurologie  
(Thermoläsionskanülen)
- Kardiologie  
(Seldinger Kanülen)
- Transfersysteme  
(z.B. Überleitgeräte, Flaschenkanülen)
- Urologie  
(Spaltkanülen)
- Veterinärmedizin  
(Chipkanülen, Implanter)

## Dienstleistungen und Technik

- Kundenindividuelle Entwicklungen
- Maßgeschneiderte Verpackungslösungen
- ETO-Sterilisation in der eigenen Sterilisationsanlage  
(validiert nach EN 550:1994 und ISO 11135:1994)
- Zertifikate:  
EN ISO 13485:2003  
Herstellungserlaubnis  
gemäß §13 (AMG)



Wir sind für Sie erreichbar:

Süddeutsche  
Feinmechanik GmbH  
Brückenstraße 5  
D-63607 Wächtersbach

T +49 (0) 60 53/805-0  
F +49 (0) 60 53/40 31  
info@sfm.de  
www.sfm.de

**sfm**  
medical devices